



## **Test Covid-19: TAMPONE ANTIGENICO QUANTITATIVO CON INDICE COI**

I test vengono eseguiti nel pieno rispetto delle misure di sicurezza necessarie. All'esterno i pazienti si recano nel point dedicato all'esecuzione e restano a distanza grazie a una struttura in plexiglass che li separa dal medico. All'interno della sala prelievi entrano uno alla volta con mascherina, mentre l'operatore sanitario è protetto con mascherina, occhiale, visiera facciale, camice monouso e guanti monouso. I reattivi e i kit sono validati secondo le Regole della Certificazione Europea 98/79. Ottenuto il referto, al paziente viene consegnata l'informativa della Regione Lazio che spiega come deve essere letto e interpretato il risultato. Non è richiesta l'impegnativa del medico.

### **CHE COS'È**

È il tampone di ultima generazione che, con il metodo della "fluorescenza", individua l'eventuale presenza di particelle virali identificate tramite un'unità di misura chiamata COI (Cut Off Index). Superata quota 10, la positività è sicura e si può evitare di fare un secondo tampone molecolare di conferma.

### **COME SI EFFETTUA**

Si preleva un campione mediante inserimento nella narice di un sottile bastoncino tipo cotton fioc. A differenza dei tamponi rapidi (in cui si cercano le molecole dovute alla presenza del virus nell'organismo), in quelli con indice COI si cerca la quantità della carica virale.

### **QUANDO SI EFFETTUA**

In seguito a prenotazione al numero 0773 319271, si effettua dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle 10.00.

### **TEMPI DI RISPOSTA**

Il referto è disponibile entro fine giornata.  
In caso di positività i pazienti vengono contattati telefonicamente.

È possibile contattarci via mail all'indirizzo mail [sermolab.srl@gmail.com](mailto:sermolab.srl@gmail.com) o al numero 0773 319271 per ogni ulteriore chiarimento.